

Transplantācijas centra Laboratorijas nodaļas izmeklējumi, paraugu savākšana, primāro paraugu stabilitāte

Manipulācija	Manipulācijas nosaukums	Cito! Iespēja	Pieņemšanas laiki	Materiāla veids	Konteinera veids	Primārā parauga stabilitāte/ Rezultātu ietekmē	Rezultātu paziņošanas laiki
40041	Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru.	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	V	3h istabas t°	24h laikā, ar atzīmi cito! – 1h laikā
40086	Protrombīna komplekss un INR	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	Zi	4h istabas t°/hemolīze	24h laikā, ar atzīmi cito! – 1h laikā
40087	Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)	X				4h istabas t°	
40088	Fibrinogēns	X				4h istabas t°/ hemolīze	
40123	D-dimēri (kvantitatīvi)	X				4h istabas t°	
41001	Kopējais olbaltums	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S	1d. istabas t°	24h laikā, ar atzīmi cito! – 1h laikā
41002	Albumīns	X		A	S	2d. istabas t°/ hemolīze	
41004	Urīnviela	X		A	S	24 h istabas t°	24h laikā, ar atzīmi cito! – 1h laikā
41005	Urīnskābe	X		A	S	3 d. istabas t°/ hemolīze/bilirubīns	
41006	Kreatinīns	X		A	S	2 d. istabas t°/ hemolīze↑ bilirubīns↓ /ketonvielas↑	
41020	Sārmainā fosfatāze (SF)		P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S	4 d. istabas t°	24h laikā, ar atzīmi cito! – 1h laikā
41022	ALAT - Alanīnaminotransferāze	X		A	S	4 d. istabas t°/ hemolīze	
41023	ASAT -	X		A	S	7 d. istabas t°/ hemolīze	

	Aspartātamīnotransferāze						
41034	Alfa amilāze	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S	4 d. istabas t°	24h laikā, ar atzīmi cito! – 1h laikā
41046	Triglicerīdi	X		A	S	7 d. istabas t°	
41047	ABL - holesterīns (tiešā metode)	X		A	S	2 d. istabas t°	
41052	Kopējais Bilirubīns	X		A	S	Nestabils, jāglabā tumsā/ hemolīze↑	
41054	ABL - holesterīns (ar precipitāciju)	X		A	S	2 d. istabas t°	
41055	ZBL - holesterīns (tiešā metode)	X		A	S	24 h istabas t°	
41056 - 41057	Kopējais holesterīna līmenis asinīs	X		A	S	2 d. istabas t°	
41065	Kālijs	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S	1 h. istabas t°/ hemolīze	24 h laikā, ar atzīmi cito - 1 h laikā
41067	Nātrijs	X		A	S	4 d. istabas t°	
41068	Kalcijs	X		A	S	2 d. istabas t°/antikoagulanti	
41069	Fosfors	X		A	S	1 h istabas t°	
41071	Dzelzs	X		A	S	2 h istabas t°/ hemolīze/lipēmija	
41072	Magnijs	X		A	S	24 h istabas t°	
41073	Dzelzs saistīšanas spēja	X		A	S	2 h istabas t°/ hemolīze/lipēmija	
41095	Glikoze asinīs	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S	10 min. - 2 h istabas t°/ hemolīze ↓↓	24 h laikā, ar atzīmi cito - 1 h laikā
41124	Feritīns	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S	24 h istabas t°/ hemolīze	24 h laikā, ar atzīmi cito - 1 h laikā
41127	CRO kvantitatīvi	X		A	S	24 h istabas t°/ hemolīze	
41207	Prokalcitonīns	X		A	S	24 h istabas t°/ hemolīze	
41142	Tireotropais hormons (TSH)	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00	A	S	7 d. istabas t°/ hemolīze	24 h laikā, ar atzīmi cito - 1 h laikā
41143	Brīvais tiroksīns (FT4)	X	Pēc 16.00/Sv	A	S	6 h istabas t°/ hemolīze	

41144	Brīvais trijodtironīns (FT3)	X	M/D	A	S	6 h istabas t°/ hemolīze	
41184	Ciklosporīns un Takrolīms	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	V	24 h istabas t°/ hemolīze/fibrīns	24 h laikā, ar atzīmi cito - 1 h laikā
100002	Sirolimus	X		A	V		
100003	Vankomicīns	X		A	S		
100005	Gentamicīns	X		A	S		
100006	Digoksīns	X		A	S		
41189	Vitamīns B 12	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S	24 h istabas t°/ hemolīze	24 h laikā, ar atzīmi cito! - 1 h laikā
41200	Folskābe	X		A	S	30 min. istabas t°, glabāt tumsā!	
100008	Vitamīns D 3	X		A	S	3 d. istabas t°	
49030	BNP	X		A	V	4 h istabas t°/ hemolīze/lepīdi	
100001	NGAL	X		U	TT	24 h istabas t°/ acīm redzama mikrobu infekcija	
41301	HBs Ag	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S	24 h istabas t°/ hemolīze/fibrīns	24 h laikā, ar atzīmi cito! - 1 h laikā
41303	Anti-HBs (kvantitatīvi)	X		A	S		
41322	Anti-HBc	X		A	S		
41321	Anti-HBc IgM	X		A	S		
41324	Hbe Ag	X		A	S		

41323	Anti-Hbe	X		A	S		
41309	Anti-HCV	X		A	S		
100007	HCV Core Ag						
41307	Anti-HAV IgM	X		A	S		
41308	Anti-HAV	X		A	S		
41401	Anti-HIV 1, HIV 2 + HIV Ag Imūnķīmiskās metodes (bez reaktīvu cenas)	X		A	S		
47039	Anti-CMV - IgG (kvantitatīvi)	X		A	S	3 h istabas t°/ hemolīze/fibrīns	
47040	Anti-CMV - IgM	X		A	S		
47050	Epšteina Barra vīrusa EBNA IgG	X		A	S	72 h istabas t°	
47043	Epšteina Barra vīrusa VCA IgG	X		A	S	72 h istabas t°	
47042	Epšteina Barra vīrusa VCA IgM	X		A	S	72 h istabas t°	
41263	Anti-Toxoplasma gondii IgM	X		A	S	3 dienas istabas t°	
41264	Anti-Toxoplasma gondii IgG	X		A	S	3 dienas istabas t°	
41233	Sifiliss - TPHA (IgG+IgM) kvantitatīvā metode (titri)	X		A	S	24 h istabas t°	

46044	Saderības tests HLA sistēma (cross-match)	X	P,O,T,C,P,S/ 8.00-16.00 Pēc 16.00/Sv M/D	A	S, Za	4h istabas t°	24 h laikā, ar atzīmi cito - 5 h laikā
46041	HLA I klases antigēnu seroloģiska noteikšana	X		A	Za	24 h istabas t°/fibrīns	
46042	HLA II klases antigēnu seroloģiska noteikšana	X		A	Za	24 h istabas t°/fibrīns	
46043	Anti HLA antivielu seroloģiska noteikšana (skrīnings)	X		A	S	4h istabas t°/fibrīns	
46040	HLA I , II klase alēļu grupu noteikšana (PĶR)	X		A	V	2h istabas t°	48 h laikā, ar atzīmi cito! - 24 h laikā

Izmantotie saīsinājumi

Vakuumbra veids, piedevas	
Stobriņš ar recēšanas aktivatoru (Sarkans korķis, dzeltens korķis)	S
Stobriņš ar K3 EDTA (Violeti korķis)	V
Stobriņš ar Na citrātu (Zils korķis)	Zi
Stobriņš ar heparīnu (Zaļš korķis)	Za
Stobriņš bez piedevām (Balts korķis)	Z
Tīrs plastmasas trauks	TT
Izmeklējamais materiāls tiek pieņemts visu diennakti	24h
Saīsinājumi-pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena	P,O,T,C,P,S,Sv
Mājas dežūras	M/D