

LATVIJAS TRANSPLANTĀCIJAS CENTRA LABORATORIJAS NODAĻA

Pilsonu iela 13, Rīga, LV – 1002

Tālr.: 67069562 , 67069563, Fax 67069563

LABORATORISKO IZMEKLĒJUMU PIEPRASĪJUMS**Pacienta identifikācija**

Uzvārds, Vārds _____
Dzimums _____ Vīr./Siev. _____
Slimības vēstures Nr. vai _____
Ambulatorās kartes Nr. _____
Personas kods _____
Diagnoze (kods) _____

Pasūtītāja identifikācija

Medicīnas iestāde _____
Nodaļa _____
Ārsts _____
Tālrunis _____
Materiālu paņēma _____ laiks _____
Nosūtīšanas datums _____

CITO! Tālr./fakss, e-pasts, pa kuru paziņotIesniegtais materiāls: **Asinis / Serums/Urīns** (apvilkt)

Testējamā materiāla pieņemšanas datums _____ / Laiks _____

Testējamā materiāla raksturojums **norma** **hemolīze** **pārējie** (apvilkt)

HEMATOLOĢIJA	
V-Asins analīze ar 5 dif.as.analizatoru	
S-Feritīns	
S*-Vitamins B12	
S*-Folskābe	
V-Retikulocīti	
BIOĶĪMIJA	
S, U-Kreatinīns	
S, U-Urīnviela	
S*-Kālijs	
S-Nātrijs	
S, U-Kalcijs	
S, U-Fosfors	
S, U-Urīnskābe	
S-Magnijs	
S-Dzelzs	
S-Glikoze	
S-Albumīns	
S-Kopējais olbaltums	
S- Kopējais bilirubīns	
S-ALAT	
S-ASAT	
S-Sārmainā fosfatāze	
S-Alfa amilāze	
S-Kopējais holesterīns	
S-ABL holesterīns	
S-ZBL holesterīns	
S-Triglicerīdi	
S-Dzelzs saistīšanas spēja	
IEKAISUMA MARKĒJUMI	
S- CRO (C reaktīvais olbaltums)	
S-PCT (Prokalcitonīns)	
MEDIKAMENTU MONITORĒŠANA	
V-Ciklosporīns	
V-Sirolimus	
V-Takrolimus II	
S-Vankomicīns	
S-Gentamicīns	
S-Digoksīns	

SEROLOĢIJA	
Hepatīts B	
S-HBsAg	
S-Anti HBs	
S-Anti HBc	
S-Anti HBcIgM	
S-HBeAg	
S-Anti HBe	
Hepatīts C	
S-Anti HCV	
S-HCV Core Ag	
Hepatīts A	
S-Anti HAV IgM	
S-Anti HAV	
S-HIV 1/2 , HIV 1 Ag	
S-Citomegalovīrusa IgG	
S-Citomegalovīrusa IgM	
S-Epšteina Barra vīrusa VCA IgG	
S-Epšteina Barra vīrusa VCA IgM	
S-Epšteina Barra vīrusa EBNA IgG	
S-Toxoplasma gondii IgG	
S-Toxoplasma gondii IgM	
S-Sifiliss-TP IgG+IgM	
HEMOSTĀZE	
Zi -APTL	
Zi -Protrombīna komplekss	
Zi -Fibrinogēns	
Zi - D-dimēri	
HORMONI	
S-TSH	
S-Brīvais T3	
S-Brīvais T4	
S-PTH	
MARKĒJUMI	
V - BNP (Nātrijurētiskais peptīds)	
U-NGAL - urīnā	
S -Vitamins D (25OH)	

Markējums analizējamā materiāla savākšanai:

U-urīns

Vacutainera krāsu markējums:

V – violets (Asins paraugs ar EDTA)

Zi – zils (Asins paraugs ar Na citrātu)

S – sauss stobriņš (Asins paraugs bez antikoagulānta)

Piezīmes: S* - sērums jāatdala stundas laikā